

# タンパク質合成キット「無細胞くん」 キャンペーン

日ごろのご愛顧に感謝し、期間中「無細胞くん」をキャンペーン価格にてご提供いたします。

この機会にぜひ、ご利用いただけますようお願い申し上げます。

## ● 迅速・簡便なタンパク質合成

テンプレートDNAを加えてインキュベートしていただくだけで、タンパク質を1-16時間で合成できます。  
PCRで調整した直鎖状DNAもご使用いただけます。



## ● 多様なタンパク質合成

膜タンパク質、細胞内タンパク質、分泌系タンパク質の合成にご使用いただけます。

## ● 高いタンパク質合成量

(社内実施例) GFP : 4~5 mg/mL (無細胞くんN100、N1000 : キット付属の専用透析デバイスで反応)  
350 µg/mL (無細胞くんN Mini : 市販のチューブで反応)

タンパク質合成キット  
**無細胞**  
くん

最大50%  
OFF

製品番号	製品名	反応スケール	膜タンパク質合成用添加剤対応	安定同位体標識	標準価格	キャンペーン価格
A235-0300	無細胞くん N Mini	50 µL反応 ×20回分	○	×	¥ 18,000	¥ 9,000
A236-0301	無細胞くん N 100	100 µL反応 ×8回分	○	×	¥ 29,000	¥ 20,300
A237-0302	無細胞くん N 1000	1000 µL反応 ×1回分	○	×	¥ 29,000	¥ 20,300
A238-0303	無細胞くん N Mini SS	50 µL反応 ×20回分	○	×	¥ 23,000	¥ 16,100
A239-0304	無細胞くん N 100 SS	100 µL反応 ×8回分	○	×	¥ 32,000	¥ 22,400
A240-0305	無細胞くん N 1000 SS	1000 µL反応 ×1回分	○	×	¥ 32,000	¥ 22,400
A183-0242	無細胞くん Start	100 µL反応 ×6回分	○	○	¥ 35,000	¥ 24,500
A29-0059	無細胞くん S I	1000 µL反応 ×1回分	○	○	¥ 57,500	¥ 40,250
A173-0230	無細胞くん SI (PEG不含)	1000 µL反応 ×1回分	○	○	¥ 57,500	¥ 40,250
A89-0126	無細胞くん SI SS	1000 µL反応 ×1回分	○	○	¥ 67,000	¥ 46,900
A241-0307	無細胞くん SI SS (PEG不含)	1000 µL反応 ×1回分	○	○	¥ 67,000	¥ 46,900

### 【関連製品】

製品番号	製品名	標準価格	キャンペーン価格
A226-0290	膜タンパク質合成用添加剤 Set A	¥ 23,000	¥ 16,100

キャンペーン期間  
2025/12/15~2026/2/27


詳しい製品情報はこちら ➡

[https://stableisotope.tnsanso.co.jp/Stableisotope\\_Products/Stableisotope/BiomolecularNMR/cell-free/index.htm](https://stableisotope.tnsanso.co.jp/Stableisotope_Products/Stableisotope/BiomolecularNMR/cell-free/index.htm)




## 「無細胞くん」の活用事例：SARS-CoV2タンパク質の発現

<sup>13</sup>C Ile, Leu, Met, Val methyl TROSY spectra of SARS-CoV2 proteins



## 「無細胞くん N」シリーズのタンパク質合成量

Sample	Kit				
	Marker	GFP	Bik	Marker	Marker



名稱	UniProt ID (start a.a. - end a.a.)	備考
GFP (緑色蛍光タンパク質)	—	—
BAP (大腸菌由来アルカリホスファターゼ)	P00634	細胞外、Disulfide bondあり



ご不明点ございましたら  
お問い合わせフォームよりご連絡ください

製造・総販売元

大陽日酸株式会社

イノベーションユニットSI 事業部

〒220-8561 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2

Tel.045-872-1823 (代表) Fax.045-872-1825

メールアドレス: Isotope.TNS@tn-sanso.co.jp

ホームページ: <https://stableisotope.tn-sanso.co.jp>

お問い合わせフォーム: <https://stableisotope.tn-sanso.co.jp/mail/mail.aspx>